

All-in-One-Lösung mit Hyaluron zum Reinigen, Desinfizieren, Aufbewahren, Abspülen und Benetzen aller weichen Kontaktlinsen, einschließlich farbigen Kontaktlinsen. Verhindert Proteinablagerungen. Das Natriumhyaluronat sorgt für gut benetzte Kontaktlinsen und einen langanhaltenden, angenehmen Tragekomfort.

WICHTIGE GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN, BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND ZUM NACHLESEN AUFBEWAHREN. UNZULÄNGLICHE KONTAKTLINSENPFLEGE KANN ZU SCHWERWIEGENDEN SCHÄDIGUNGEN DER AUGEN FÜHREN.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor dem Berühren der Kontaktlinsen die Hände sorgfältig waschen, abspülen und mit einem sauberen Handtuch trocknen. Öffnen Sie den Linsenbehälter. Kontaktlinse abnehmen und in die Handinnenfläche legen. Geben Sie einige Tropfen All-in-One-Lösung auf jede Seite der Kontaktlinse. Reiben Sie die Linse vorsichtig mit kreisenden Bewegungen einige Sekunden. Spülen Sie die Linse nochmals mit der All-in-One-Lösung ab. Legen Sie die Linse in den Linsenbehälter und füllen Sie diesen mit der Lösung auf. Bewahren Sie die Linsen mindestens 4 Stunden oder über Nacht in der Lösung. Bevor Sie die Kontaktlinsen aufsetzen, spülen Sie diese noch einmal mit der Lösung ab. Die gebrauchte Lösung aus dem Behälter entfernen. Den Behälter mit der All-in-One-Lösung ausspülen und danach trocknen lassen. ZUM AUSSPÜLEN NIEMALS LEITUNGSWASSER VERWENDEN. Bleiben die Kontaktlinsen für mehr als 7 Tage in der Lösung, dann muss der Reinigungsvorgang vor dem Aufsetzen erneut ausgeführt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND HINWEISE

Vor der ersten Anwendung Unversehrtheit der Flaschenversiegelung überprüfen. Nicht verwenden, wenn die Versiegelung beschädigt ist. GEÖFFNETE FLASCHE INNERHALB VON 60 TAGEN AUFBRAUCHEN. RESTLICHE LÖSUNG WEGGIESSEN. Flasche nach dem Gebrauch verschließen. Zwischen 5° und 30° aufbewahren! Das Produkt nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Um Kontaminationen zu vermeiden, die Tropfenspitze nicht mit anderen Oberflächen in Kontakt bringen. Tauschen Sie den Kontaktlinsenbehälter mit jeder neuen Flasche aus. Fragen Sie Ihren Kontaktlinsenpasser, bevor Sie die Lösung wechseln. Benutzen Sie immer frische Lösung. Verwenden Sie niemals die Lösung ein zweites Mal. Niemals die Lösung in ein anderes Behältnis umfüllen. Niemals verdünnen oder mit irgendeiner anderen Lösung mixen. KEIN LEITUNGSWASSER ZUM ABSPÜLEN DER KONTAKTLINSEN VERWENDEN, sondern stets Kochsalzlösung oder Multifunktionslösung.

Fragen Sie Ihren Kontaktlinsenpasser, bevor Sie die Lösung wechseln. Nicht verwenden bei Überempfindlichkeit oder Allergien gegen einen Bestandteil. Treten Unverträglichkeiten wie Entzündungen, anhaltende Reizungen oder andere Augenprobleme auf, entfernen Sie die Kontaktlinsen und verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Kontaktieren Sie Ihren Kontaktlinsenpasser oder Augenarzt. Bevor Sie ein Medikament einnehmen, sprechen Sie mit Ihrem Kontaktlinsenpasser oder Augenarzt. AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. NICHT VERSCHLUCKEN.

GEGENANZEIGEN

Es existieren keine nachgewiesenen Gegenanzeigen.

ZUSAMMENSETZUNG

Ethyleng-Diamino- Tetraessigsäure 0,01%, Polysäuremethylbiguanid 0,00015%, Hydroxyethylcellulose, Makromolekulare Hyaluronsäure, Zweibasches Natriumphosphat, Einbasiges Natriumphosphat, Natriumchlorid, Wasserfreies Natriumhydroxid, Gereinigtes Wasser.

All-in-One solution with hyaluronic acid for cleaning, disinfecting, storing, rinsing and hydrating all soft and color contact lenses. Prevents proteins. The sodium hyaluronate polymer keeps the contact lenses hydrated and provides a pleasant wearing comfort.

IMPORTANT DIRECTIONS FOR USE AND SAFETY INFORMATION, PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE. IMPROPER CONTACT LENS CARE CAN LEAD TO SERIOUS DAMAGE TO THE EYES

DIRECTIONS FOR USE

Before handling the contact lenses, wash your hands thoroughly, rinse completely, and dry them with a clean towel. Open the lens case. Remove lens and place in the palm of your hand. Apply some drops of the solution to each lens surface. Gently rub the lens in circular motion for a few seconds. Rinse the lens thoroughly with the solution. Place the lens in the lens case and fill it with solution. Allow the lenses to soak for at least 4 hours or over night. Before using the lenses, rinse them again with the solution. Discharge used solution from the lens case. Rinse the case with the solution and leave it dry. NEVER USE TAP WATER TO RINSE THE CASE AND HOLDER. If the contact lenses remain in the solution for more than 7 days, the cleaning process must be repeated prior to wearing them.

PRECAUTIONS AND WARNINGS

Check the dropper tip is sealed before first use. If already opened, do not use. ONCE BOTTLE IS OPEN, DISCARD ANY REMAINING SOLUTION AFTER 60 DAYS. Close bottle after use. Store between 5° and 30° F. Do not use the product after expiry date. Never touch the dropper tip of the bottle to any surface, since this may contaminate the solution. Replace lens case with every new bottle. Consult your eye care professional before changing solutions. Always use fresh solution. Never re-use the solution a second time. Never transfer the solution to another container.

Never dilute or mix with other solutions. DO NOT use tap water to rinse the contact lenses; only use a saline solution or multipurpose solution.

Consult your eye care professional before changing solutions. Do not use in case of hypersensitivity or allergy to any component. If any reactions such as inflammation, persistent itching or irritation or other eye problems occur, remove the contact lenses and stop using the product. Contact your eye care professional or ophthalmologist. Before taking any medication, consult your eye care professional or ophthalmologist. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. DO NOT INGEST.

CONTRAINDICATIONS

No contraindications reported.

INGREDIENTS

Ethylene diamine tetra acetic acid 0.01%, PolyHexaMethyleneBiguanide 0.00015%, Hydroxyethylcellulose, Macromolecular Hyaluronic Acid, Sodium chloride, Dibasic sodium phosphate, Monobasic sodium phosphate, Anhydrous Sodium Hydroxide, Purified water.

Solution multifonctions avec l'acide hyaluronique pour le nettoyage et la prévention des protéines, la désinfection, la conservation, le rinçage et l'hydratation pour tous les types de lentilles de contact souples, y compris les lentilles colorées. Le polymère de hyaluronate de sodium maintient les lentilles de contact hydratées et assure un confort de port agréable.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L'UTILISATION ET LA SÉCURITÉ, À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR S'Y REPORTER. UN SOIN POUR LENTILLES DE CONTACT INADÉQUAT PEUT ENGENDRER DES LÉSIONS SÉVÈRES AUX YEUX.

MODE D'EMPLOI

Avant de toucher les lentilles de contact, se laver soigneusement les mains, les rincer et les sécher avec une serviette propre. Ouvrez l'étui-lentilles. Enlevez la première lentille et placez-la dans la paume de votre main. Appliquez quelques gouttes de la solution de chaque face de la lentille. Massez délicatement la lentille avec un mouvement circulaire pendant quelques secondes. Rincez à nouveau la lentille avec la solution multifonctionnelle. Placez la lentille dans l'alvéole correspondante de l'étui-lentilles et remplites-la avec la solution fraîche. Laissez les lentilles tremper pendant au moins 4 heures ou toute la nuit. Avant de porter les lentilles, rincez-les à nouveau avec la solution. Décharger la solution usagée de l'étui-lentilles. Rincer l'étui avec la solution multifonctionnelle puis laissez sécher. NE JAMAIS UTILISER L'EAU DU ROBINET POUR RINCER LES LENTILLES. Répéter la procédure si les lentilles restent dans la même solution pendant plus de 7 jours.

MESURES DE PRÉCAUTION ET AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, vérifiez que le scellé de garantie soit toujours présent sur l'embout du compte-gouttes. Dans le cas contraire, n'utilisez pas le produit. JETEZ LA SOLUTION RESTANTE 60 JOURS APRÈS OUVERTURE DU FLACON. Refermer la bouteille après utilisation.

Conservé entre 5°C et 30°C ! Ne pas utiliser le produit après la date de péremption. Ne jamais mettre en contact l'embout du flacon avec quelque ce soit, ceci pourrait contaminer la solution. Remplacez l'étui-lentilles avec chaque nouveau flacon. Consultez votre spécialiste en lentilles avant de changer de solution d'entretien. Utilisez toujours une solution fraîche. Ne jamais réutiliser la solution une seconde fois. Ne jamais transvaser la solution dans un autre récipient. Ne jamais diluer ou mélanger avec une autre solution. NE PAS UTILISER L'EAU DU ROBINET POUR RINCER LES LENTILLES DE CONTACT, mais toujours une solution saline ou une solution multifonction. Consultez votre spécialiste en lentilles avant de changer de solution d'entretien. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité ou d'allergie à l'un des composants. Si des intolérances surviennent, telles que des inflammations, des irritations durables ou d'autres problèmes ophtalmiques, retirez les lentilles de contact et n'utilisez plus le produit. Contactez la personne qui adapte vos lentilles de contact ou votre ophtalmologiste. Avant d'ingérer un médicament, parlez-en à la personne qui adapte vos lentilles de contact ou à votre ophtalmologiste. À CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS AVALER

CONTRE-INDICATIONS

Il n'existe aucune contre-indications constatées.

COMPOSITION

EDTA (acide éthylène diamine tétra acétique) 0,01%, PolyHexaméthylènebiguanide 0,00015%, Hydroxyéthylcellulose, Acide hyaluronique macromoléculaire, Phosphate de sodium dibasique, Phosphate de sodium monobasique, Chlorure de sodium, Hydroxyde de sodium anhydre, Eau purifiée.

Soluzione multifunzionale con acido ialuronico per la pulizia e prevenzione delle proteine, la decontaminazione, la conservazione, il risciacquo e l'idratazione di tutte le lenti a contatto morbide, comprese quelle colorate.

Il polimero di ialuronato di sodio assicura una buona idratazione quindi un comfort di utilizzo confortevole.

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'USO E DI SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE E CONSERVARE PER UNA FUTURA CONSULTAZIONE. UNA SCARSA CURA DELLE LENTI A CONTATTO PUÒ PROVOCARE DANNI GRAVI AGLI OCCHI.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di toccare le lenti a contatto, sciacquare le mani con cura, risciacquare e asciugare con un fazzoletto pulito. Aprire il portallenti. Prelevare la lente a contatto e appoggiarla sul palmo della mano. Applicare alcune gocce di soluzione multifunzionale su ogni lato della lente a contatto. Frizionare con cautela la lente con movimenti circolari per alcuni secondi. Sciacquare nuovamente la lente con la soluzione multifunzionale. Riporre la lente nel contenitore e riempire il contenitore con la soluzione. Conservare le lenti nella soluzione per almeno 4 ore o durante la notte. Prima di indossare le lenti risciacquare ancora una volta con soluzione. Eliminare la soluzione usata dal contenitore. Sciacquare il contenitore con la soluzione multifunzionale e lasciarlo quindi asciugare. NON UTILIZZARE MAI L'ACQUA DI RUBINETTO PER IL RISCACQUO DELLE LENTI. Ripetere la procedura se le lenti rimangono nella stessa soluzione per più di 7 giorni.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

Prima del primo utilizzo, verificare l'integrità del sigillo del flacone. Non utilizzare se il sigillo non è integro. UNA VOLTA APERTO, UTILIZZARE ENTRO 60 GIORNI. Chiudere il flacone dopo l'uso. Conservare tra i 5° e i 30°! Non utilizzare più il prodotto dopo la data di scadenza. Per evitare una contaminazione, fare in modo che la punta del flacone non entri a contatto con altre superfici. Sostituire il contenitore delle lenti a contatto con ogni nuovo flacone. Consultare l'ottico responsabile dell'adattamento delle proprie lenti a contatto prima di cambiare la soluzione. Utilizzare sempre una Soluzione fresca. Non utilizzare mai la soluzione una seconda volta. Non versare mai la soluzione in un altro recipiente. Non diluire mai e non mescolare mai con altre soluzioni. NON UTILIZZARE ACQUA DEL RUBINETTO PER RISCACQUARE LE LENTI A CONTATTO, bensì sempre una soluzione salina o una soluzione multiuso. Consultare l'ottico responsabile dell'adattamento delle proprie lenti a contatto prima di cambiare la soluzione. Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia a qualche componente. Se si presentano reazioni avverse (quali infiammazioni, irritazioni permanenti o altri problemi agli occhi, rimuovere le lenti a contatto e non utilizzare più il prodotto. Contattare il proprio ottico applicatore delle lenti o il proprio oculista. Prima di assumere farmaci, consultare sempre il proprio ottico applicatore delle lenti a contatto o il proprio oculista. CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. NON INGERIRE.

CONTRAINDICAZIONI

Non esistono controindicazioni accertate.

COMPOSIZIONE

Acido etileng diammino tetra acetico 0.01%, PoliEsaMetileneBiguanide 0.00015%, Idrossietilcellulosa, Acido ialuronico macromolecolare, Sodio Cloruro, Sodio Fosfato Dibasico, Sodio Fosfato Monobasico, Sodio idrossido anidro, Acqua purificata.



SOLEKO S.P.A. - Via Ravano snc
03037 - Pontecorvo (FR) - ITALIA

MD Medical Device



STERILE A

